

Wir benötigen diese Angaben zur reibungslosen Anlieferung und Montage

Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung. Um die Vorort-Bedingungen besser prüfen zu können, senden Sie uns bitte eine Bilderserie per Mail.

Fehlende oder zu wenige Informationen können zu einer Verzögerung führen.

Senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte Formular an:

E-Mail: info@proxomed.com

Wunsch-KW für Anlieferung:

(Bitte beachten Sie, dass der Termin nicht garantiert werden kann, der Liefertermin richtet sich nach der Lieferzeit der Geräte)

Lieferanschrift:

FIRMA: _____

GEBÄUDE/RAUM: _____

STRASSE: _____

PLZ/ORT: _____

ANSPRECHPARTNER (FÜR DIE LIEFERUNG): _____

TEL.-NUMMER (ANSPRECHPARTNER): _____

E-MAIL ADRESSE (ANSPRECHPARTNER): _____

Raum/Geräteplan:

Finaler Raum/Geräteplan vorhanden: Ja Nein entfällt

Bitte fügen Sie den Plan bei, soweit er vorhanden ist.

Bauliche Gegebenheiten (Anschlussmöglichkeiten für bestellte Geräte):

Stromanschlüsse vorhanden: Ja Nein nicht erforderlich
(für alle Geräte)

Elektrische Einzelabsicherung vorhanden: Ja Nein entfällt
(Nur anzugeben, bei erforderlicher Einbringung für Laufbänder, siehe auch Info aus Auftragsposition)

LAN- Anschlüsse vorhanden: Ja Nein nicht erforderlich

Anbringung von Zugapparaten Wandmodell:

(Nur anzugeben, bei erforderlicher Montage für Zugapparate)

Tragfähige Wand:

(Belastbarkeit je Befestigungspunkt 2000 N)

Ja Nein entfällt

Unebenheiten an Montagewand

(Kabelkanal, Balken, usw. (Bsp.: ))

Ja, Maße v. Boden: H: ___cm T: ___cm Nein

Gegebenheiten außerhalb des Gebäudes:

LKW-Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude:

Ja Nein

Ebenerdig:

Ja Nein: Stufenanzahl: ___St
Stufenhöhe: ___cm

Überbrückung mit Hebebühne möglich?

Ja Nein

Besonderheiten: _____

z.B. Kies, Hanglage, Absatz in der Einfahrt, Baustelle, enge Gasse, Gitterrost, Eisentreppe, Überdachung, usw.

Transport innerhalb des Gebäudes

Verwendungsraum:

Keller Erdgeschoss
 1. Etage Andere Etage: _____

Besonderheiten:

Schwingboden Altbau Sonstiges: _____

Flur (Form):

Gerade, Maße: L: ___cm B: ___cm
 Abknickend (Skizze inkl. Maßangaben notwendig)

Maße der engsten Tür:

(Alle Türen bis Verwendungsraum)

B: ___cm¹ H: ___cm

Aufzug vorhanden

(Funktionsfähig)

Ja, Traglast: ___kg Nein

Aufzugstürenmaße:

(lichtes Maß)

B: ___cm H: ___cm

Aufzugsinnenmaße:

B: ___cm H: ___cm T: ___cm

- Lichtes Maß
- Innenmaße bei geschlossenen Aufzugstüren
- Gegebenfalls Haltegeländer in der Kabine berücksichtigen

¹ Ergibt sich durch die geöffnete Tür und das Türblatt eine geringere Breite des Durchgangs, so ist diese anzugeben!
F-0092 V09 gültig ab: 26.01.2021





Transport innerhalb des Gebäudes

Treppe vorhanden:





 Ja Nein

Wenn ja, bitte Treppentyp ankreuzen:





A GERADE TREPPEN



B TREPPEN MIT GEBOGENEN LÄUFEN



C TREPPEN MIT GERADEN UND GEWENDELTEN LAUFTEILEN



Erstellt von: Name, Vorname Auftraggeber: Name, Vorname Ort, Datum: Ort, Datum

Nach Erhalt und Abklärung der Anlieferinformation sowie Veranlassung der Auslieferung, senden wir Ihnen eine schriftliche Bestätigung per E-Mail mit den entsprechenden Anlieferdetails zu.