

Name:	J. Müller	Datum:	11.02.2021	Gelenk:	Knie
Patienten-ID:		Zeit:	12:02	Muster:	EXT/FLEX
Alter:	40	betroffen:	links	Typ/Modus:	UNI/ISOK
Gewicht (kg):	70,0	SKK:	keine Schwerkraftkorrektur	Kontraktion:	CON/CON
Größe (cm):	170			Serien:	2
Geschlecht:	weiblich			OP-/Verletzungsdatum:	


Satz 1 von 2

Verlaufsbericht

Optionen: Fensterdarstellung, Gefiltert

Gewählte Seite: rechts

	Extension (60 Grad/s)			Flexion (60 Grad/s)		
	11.02.2021	11.02.2021	Ändern (%)	11.02.2021	11.02.2021	Ändern (%)
Anzahl Wdh.	4	4		4	4	
max. DM (Nm)	106,7 (Wdh. 4)	99,1 (Wdh. 3)	-7,7	53,6 (Wdh. 1)	54,1 (Wdh. 3)	1,0
Durchschn. max. DM (Nm)	101,8	86,9		51,3	49,7	
max. Drehmoment/KG (%)	152,4	141,6		76,5	77,3	
Zeit bis max. DM (msec)	290,0	350,0		430,0	560,0	
Winkel bei max. DM (Grad)	73,0	72,0		22,0	45,0	
DM bei 30 (Grad)	29,2	36,1	19,2	53,4	42,2	-26,7
DM bei 0,18 (Sek.)	99,9	77,4	-29,1	44,6	31,9	-40,0
CV (%)	7,4	14,1		5,7	6,0	
Arbeit beste Wdh. (J)	86,9 (Wdh. 3)	82,5 (Wdh. 3)	-5,3	60,1 (Wdh. 1)	55,3 (Wdh. 3)	-8,6
Arbeit/KG (%)	124,1	117,9		85,8	79,0	
Gesamtarbeit (J)	325,4	299,1	-8,8	225,4	211,7	-6,5
Arbeit erstes Drittel (J)	115,5	97,9		82,8	68,1	
Arbeit letztes Drittel (J)	90,3	83,4		63,3	62,1	
Ermüdungsindex (%)	21,8	14,9		23,6	8,7	
Durchschn. Leistung (W)	51,5	51,7	0,3	33,6	35,4	5,0
Beschleunigung (msec)	40,0	50,0		90,0	90,0	
Verzögerung (msec)	120,0	140,0		210,0	120,0	
BAM (Grad)	89,5	78,2				
AGON/ANTAG-Verhältnis (%)	50,2	54,6				



Kommentare:

Tester:


Name:	J. Müller	Datum:	11.02.2021	Gelenk:	Knie
Patienten-ID:		Zeit:	12:02	Muster:	EXT/FLEX
Alter:	40	betroffen:	links	Typ/Modus:	UNI/ISOK
Gewicht (kg):	70,0	SKK:	keine Schwerkraftkorrektur	Kontraktion:	CON/CON
Größe (cm):	170			Serien:	2
Geschlecht:	weiblich			OP-/Verletzungsdatum:	

Verlaufsbericht


Optionen: Fensterdarstellung, Gefiltert

Gewählte Seite: rechts

	Extension (240 Grad/s)			Flexion (240 Grad/s)		
	11.02.2021	11.02.2021	Ändern (%)	11.02.2021	11.02.2021	Ändern (%)
Anzahl Wdh.	25	25		25	25	
max. DM (Nm)	76,5 (Wdh. 2)	71,2 (Wdh. 2)	-7,4	52,7 (Wdh. 1)	45,8 (Wdh. 4)	-15,1
Durchschn. max. DM (Nm)	56,2	58,0		35,5	33,0	
max. Drehmoment/KG (%)	109,2	101,7		75,3	65,5	
Zeit bis max. DM (msec)	130,0	130,0		200,0	190,0	
Winkel bei max. DM (Grad)	65,0	67,0		30,0	41,0	
DM bei 30 (Grad)	29,0	32,8	11,6	52,7	40,3	-31,0
DM bei 0,18 (Sek.)	67,1	64,7	-3,8	52,5	45,8	-14,5
CV (%)	17,1	13,2		18,8	25,6	
Arbeit beste Wdh. (J)	57,1 (Wdh. 3)	58,0 (Wdh. 4)	1,5	43,8 (Wdh. 1)	36,1 (Wdh. 4)	-21,3
Arbeit/KG (%)	81,6	82,8		62,5	51,6	
Gesamtarbeit (J)	981,6	1054,8	6,9	708,8	590,3	-20,1
Arbeit erstes Drittel (J)	432,9	462,7		301,1	275,9	
Arbeit letztes Drittel (J)	246,0	243,9		169,5	104,7	
Ermüdungsindex (%)	43,2	47,3		43,7	62,1	
Durchschn. Leistung (W)	80,9	91,7	11,8	49,1	44,4	-10,7
Beschleunigung (msec)	70,0	70,0		130,0	130,0	
Verzögerung (msec)	120,0	160,0		130,0	140,0	
BAM (Grad)	88,0	76,9				
AGON/ANTAG-Verhältnis (%)	69,0	64,4				



11.02.2021 - - - max. DM — Beste Arbeit



11.02.2021 - - - max. DM — Beste Arbeit

Kommentare:

Tester: