


Name:	J. Müller	Datum:	25.11.2020	Gelenk:	Knie
Patienten-ID:		Zeit:	16:42	Muster:	EXT/FLEX
Alter:	40	betroffen:	rechts	Typ/Modus:	BI/ISOK
Gewicht (kg):	70,0	SKK:	keine Schwerkraftkorrektur	Kontraktion:	CON/CON
Größe (cm):	170			Serien:	2
Geschlecht:	weiblich			OP-/Verletzungsdatum:	

Satz 1 von 2

Zusammenfassung

Optionen: Fensterdarstellung, Gefiltert



n. betroffen (L) --- max. DM

--- Beste Arbeit

betroffen (R) --- max. DM

--- Beste Arbeit

Extension (60 Grad/s)

Flexion (60 Grad/s)

	n. betroffen (L)	betroffen (R)	Defizit (%)	n. betroffen (L)	betroffen (R)	Defizit (%)
Anzahl Wdh.	4	4		4	4	
max. DM (Nm)	94,9 (Wdh. 2)	85,3 (Wdh. 1)	10,1	43,1 (Wdh. 4)	105,3 (Wdh. 1)	-144,3
Winkel bei max. DM (Grad)	66,0	55,0		31,0	18,0	
max. Drehmoment/KG (%)	135,6	121,8		61,6	150,5	
Arbeit beste Wdh. (J)	100,6 (Wdh. 2)	104,4 (Wdh. 1)	-3,7	42,0 (Wdh. 4)	111,5 (Wdh. 1)	-165,2
CV (%)	23,3	10,1		15,3	5,1	
Durchschn. Leistung (W)	49,7	62,4	-25,7	19,6	55,7	-184,1
Gesamtarbeit (J)	344,3	402,1	-16,8	145,1	382,9	-163,8
BAM (Grad)	90,4	89,7				
AGON/ANTAG-Verhältnis (%)	45,4	123,5				



< 10 %: Normalbereich

11-20 %: Behandlung empfohlen

> 20 %: Signifikante Funktionseinschränkungen

Extension (60 Grad/s)

Flexion (60 Grad/s)



Kommentare:


Tester:

Name:	J. Müller	Datum:	25.11.2020	Gelenk:	Knie
Patienten-ID:		Zeit:	16:42	Muster:	EXT/FLEX
Alter:	40	betroffen:	rechts	Typ/Modus:	BI/ISOK
Gewicht (kg):	70,0	SKK:	keine Schwerkraftkorrektur	Kontraktion:	CON/CON
Größe (cm):	170			Serien:	2
Geschlecht:	weiblich			OP-/Verletzungsdatum:	

Satz 2 von 2

Zusammenfassung

Optionen: Fensterdarstellung, Gefiltert



n. betroffen (L) — max. DM

— Beste Arbeit

betroffen (R) — max. DM

— Beste Arbeit

Extension (240 Grad/s)

Flexion (240 Grad/s)

	n. betroffen (L)	betroffen (R)	Defizit (%)	n. betroffen (L)	betroffen (R)	Defizit (%)
Anzahl Wdh.	10	10		10	10	
max. DM (Nm)	55,7 (Wdh. 1)	77,0 (Wdh. 6)	-38,2	81,9 (Wdh. 5)	60,2 (Wdh. 2)	26,5
Winkel bei max. DM (Grad)	37,0	37,0		35,0	37,0	
max. Drehmoment/KG (%)	79,6	110,0		117,0	86,0	
Arbeit beste Wdh. (J)	55,5 (Wdh. 2)	76,0 (Wdh. 4)	-36,9	75,5 (Wdh. 5)	57,0 (Wdh. 3)	24,5
CV (%)	12,4	14,9		16,5	14,0	
Durchschn. Leistung (W)	89,3	127,9	-43,2	103,5	84,9	18,0
Gesamtarbeit (J)	476,9	661,1	-38,6	581,6	440,5	24,2
BAM (Grad)	89,3	88,6				
AGON/ANTAG-Verhältnis (%)	147,0	78,2				



< 10 %: Normalbereich

11-20 %: Behandlung empfohlen

> 20 %: Signifikante Funktionseinschränkungen

Extension (240 Grad/s)

Flexion (240 Grad/s)



Kommentare:

Tester: